

ПОСТУПАК ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА

Потребна опрема за узорковање

За узимање узорка за дијагностичко испитивање, неопходна је следећа опрема:

1. Опрема за одвајање главе (нож),
2. Посебно обликована кашика одговарајуће величине за узимање узорка,
3. Посуде запремине 100-150 мл са поклопцем који обезбеђује сигурно затварање и онемогућава цурење садржаја,
4. Самолепљиве налепнице довољне величине да може да се испише потребан текст за идентификацију узорка (налепница се лепи на посуду)
5. Заштитна одећа и опрема,
6. Ако је неопходно, ручни фрижидер за преношење узорака
7. Опрема за узимање додатних узорака.

Поступак узимања обекса

У поступку обезбеђивања приступа делу који се узоркује за дијагностичко испитивање, потребно је главу одвојити од тела у атлантоокципиталном зглобу и поставити вентралном површином навише. *Medula oblongata* (мождано стабло) мора бити видљива кроз *foramen magnum*, кроз који се вентрално, између можданог стабла и *dura mater*, посебно обликована кашика, благо притиснута према костима, увлачи се на начин да се избегне оштећење можданог стабла. Уз пажљиво окретање на леву и десну страну, у потпуности се прекидају кранијални нерви. Потискивањем кашике на ниже, одваја се мождано стабло, а кашика се у истом положају повлачи уназад и узорак се извлачи кроз *foramen magnum*, водећи рачуна да при изласку кашике из *форамена* не дође до прскања ткива према лицу особе која узоркује.

Поступак узимња додатног узорка

Локација тонзила и лимфних чворова је слична као код оваца и коза.

Узорак се узима прихватљивом методом којом се осигурава целовитос лимфног чвора односно тознила.

Узорак се ставља у претходно обележену посуду и затвара.

Паковање и обележавање узорака

Узорак се ставља у претходно обележену посуду и затвара.

Свака посуда (чаша), у којој се узорак доставља на дијагностичко испитивање, обележена је самолепљивом етикетом на којој су подаци: редни број животиње из табале – Евиденција о узорцима јеленске и срнеће дивљачи упућеним на дијагностичко испитивање на присуство ТСЕ и број Упута, којим се узорак доставља на испитивање.

Узорак до лабораторије прати упут за дијагностичко испитивање који је дат у Прилогу 2 .

Евиденција о узорцима

ЕВИДЕНЦИЈА О УЗОРЦИМА ЈЕЛЕНСКЕ И СРНЕЋЕ ДИВЉАЧИ УПУЋЕНИМ
НА ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ НА ПРИСУСТВО ТСЕ

Табела 1

Редни број	Датум	Број упута ветеринарског инспектора за дијагностичко испитивање	Врста и циљна група животиње од које је узет узорак	Број извештаја о дијагностичком испитивању	Примарна јединица узорковања	Назив корисника ловишта или власника/држаоца животиње